

**GRUPO**  
**MOSCARO** SA DE C.V.

Distribuidor en México  
del Lector de tiras de  
orina

**iQ - U300**



**GRUPO**  
**MOSCARO** SA DE C.V.

Distribuidor en México

**iQ ▶ U300**



# LECTOR de TIRAS de ORINA

Distribuido en Latinoamérica por:  
MYM Laboratory & Medical Supply, Inc.  
<http://www.mymSupply.com>

Grupo MOSCARO, S. A., de C. V.  
Manzanillo 89, Col Roma Sur  
(01) (55) 5264. 4553  
[www.grupomoscaro.com](http://www.grupomoscaro.com)

# GRUPO MOSCARO SA DE C.V. **iQ ▶ U300**

Distribuidor en México



## CARACTERÍSTICAS:

**Tipo de Analizador:** FOTÓMETRO de REFLECTANCIA.  
**Velocidad:** HASTA 300 PRUEBAS/HORA.  
**Capacidad de Memoria:** HASTA 2000 PRUEBAS.  
**CARGA por CORRIDA:** HASTA 10 TIRAS.  
**Modos de Operación:** Rápido, GENERAL y de TIRA por TIRA.  
**SOFTWARE:** Disponible EN INGLÉS y ESPAÑOL.  
**Fácil de Operar.**  
**SISTEMA Confiable.**  
**CONVENIENTE SISTEMA de MANEJO de DATOS.**  
**MÍNIMO MANTENIMIENTO.**

LECTOR iQ-U300 Incluye:  
 Bandeja de carga de TIRAS, Cable y Adaptador de Poder.  
 Cable RS232, MANUAL EN ESPAÑOL, PAPEL PARA IMPRESORA.  
 Teclado y LECTOR de Código de BARRAS.



## iQ-U300

**LECTURA de 10 PARÁMETROS:** Urobilinógeno, GLUCOSA, Bilirrubina, CETONAS, pH, SANGRE, GRAVEDAD ESPECÍFICA, PROTEÍNAS, NITRITOS y LEUCOCITOS.

**PRESENTACIÓN:** Tubo con 100 TIRAS.  
**TIRAS para CALIBRACIÓN de LECTOR:** iQ-UCAL Tubo con 25 TIRAS.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

RS232 COM1 PARA CONEXIÓN A LIS  
 RS232 COM1 PARA CONEXIÓN AL LECTOR de Código de BARRAS  
 CORRIENTE 12V DC/3A  
 TEMPERATURA de Operación: 18°C -30°C  
 HUMEDAD RELATIVA: <80%  
 Unidades de Medida: mg o mol  
 DIMENSIÓN del INSTRUMENTO: 27/25/17 cm (sin caja)  
 PESO del INSTRUMENTO: 1.5kg (sin caja)  
 DIMENSIÓN de EMPAQUE: 34-33-40 cm  
 PESO EMPAQUE: 4kg

Grupo MOSCARO, S. A., de C. V.  
 Manzanillo 89, Col Roma Sur  
 (01) (55) 5264. 4553  
[www.grupomoscario.com](http://www.grupomoscario.com)  
[info@mymlabs.com](mailto:info@mymlabs.com)

Distribuido en Latinoamérica por:  
 MYM Laboratory & Medical Supply, Inc.  
 (619) 710.0128  
<http://www.mym-supply.com>  
[info@mym-supply.com](mailto:info@mym-supply.com)

**GRUPO**  
**MOSCARO** SA DE C.V.

Distribuidor en México

**iQ ▶ U300**



# LECTOR de TIRAS de ORINA

Distribuido en Latinoamérica por:  
MYM Laboratory & Medical Supply, Inc.  
<http://www.mymSupply.com>

Grupo MOSCARO, S. A., de C. V.  
Manzanillo 89, Col Roma Sur  
(01) (55) 5264. 4553  
[www.grupomoscaro.com](http://www.grupomoscaro.com)

# GRUPO MOSCARO SA DE C.V. **iQ ▶ U300**

Distribuidor en México



## CARACTERÍSTICAS:

**Tipo de Analizador:** FOTÓMETRO de REFLECTANCIA.  
**Velocidad:** HASTA 300 PRUEBAS/HORA.  
**Capacidad de Memoria:** HASTA 2000 PRUEBAS.  
**CARGA por CORRIDA:** HASTA 10 TIRAS.  
**Modos de Operación:** Rápido, GENERAL y de TIRA por TIRA.  
**SOFTWARE:** Disponible EN INGLÉS y ESPAÑOL.  
**Fácil de Operar.**  
**SISTEMA Confiable.**  
**CONVENIENTE SISTEMA de MANEJO de DATOS.**  
**MÍNIMO MANTENIMIENTO.**

LECTOR iQ-U300 Incluye:  
 Bandeja de carga de TIRAS, Cable y Adaptador de Poder.  
 Cable RS232, MANUAL EN ESPAÑOL, PAPEL PARA IMPRESORA.  
 Teclado y LECTOR de Código de BARRAS.



## iQ-U300

**LECTURA de 10 PARÁMETROS:** Urobilinógeno, GLUCOSA, Bilirrubina, CETONAS, pH, SANGRE, GRAVEDAD ESPECÍFICA, PROTEÍNAS, NITRITOS y LEUCOCITOS.

**PRESENTACIÓN:** Tubo con 100 TIRAS.  
**TIRAS para CALIBRACIÓN de LECTOR:** iQ-UCAL Tubo con 25 TIRAS.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

RS232 COM1 PARA CONEXIÓN A LIS  
 RS232 COM1 PARA CONEXIÓN AL LECTOR de Código de BARRAS  
 CORRIENTE 12V DC/3A  
 TEMPERATURA de Operación: 18°C -30°C  
 HUMEDAD RELATIVA: <80%  
 Unidades de Medida: mg o mol  
 DIMENSIÓN del INSTRUMENTO: 27/25/17 cm (sin caja)  
 PESO del INSTRUMENTO: 1.5kg (sin caja)  
 DIMENSIÓN de EMPAQUE: 34-33-40 cm  
 PESO EMPAQUE: 4kg

Grupo MOSCARO, S. A., de C. V.  
 Manzanillo 89, Col Roma Sur  
 (01) (55) 5264. 4553  
[www.grupomoscario.com](http://www.grupomoscario.com)  
[info@mymlabs.com](mailto:info@mymlabs.com)

Distribuido en Latinoamérica por:  
 MYM Laboratory & Medical Supply, Inc.  
 (619) 710.0128  
<http://www.mym-supply.com>  
[info@mym-supply.com](mailto:info@mym-supply.com)